

基本性能を備えたスタイリッシュな車いす。
(自走型)

商品名：RX-1



背折れ
ジョイント



ロックン
ブレーキ



ワンタッチ
ソフトシート



テンション
調整式シート



介助用
ブレーキ





クッション
キャスト



在宅



軽度



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

商品詳細

サイズ	高さ 90×幅 64×奥行 99cm< 折りたたみ時 全長 97/全高 69/全幅 33cm 重量 15.3kg 前座高 435mm※クッション込 495mm
特長	もっと毎日を愉しくする、個性的なスタイルの車いす。 マジックフェンダー標準装備
月極レンタル	5,000 円
1 割負担額	500 円
2 割負担額	1,000 円
3 割負担額	1,500 円
その他	自走型 スタイリッシュ シンプル

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>