

ヘッドサポートとスイングアウト機能で
快適な姿勢を保つ。(介助型)

商品名：オアシスリクライニング




ヘッドサポート



BJ-B タイプ



BJ-A タイプ



サイズ	全幅 57×全長 92.5×全高 102.5cm 前座高 44 座奥行 35cm 重量 23.5Kg 座幅 40cm 素材/アルミ
特長	背折りたたみ、背・座シート張り調整、スイングアウト、オアシス式ダブルリクライニング、ドラム式制動用ブレーキ、ドラロック、転倒防止パイプ、上下式アームサポート
月極レンタル	9,000 円
1 割負担額	900 円
2 割負担額	1,800 円
3 割負担額	2,700 円
その他	介助型 リクライニング スイングアウト

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>