


クッション性の高い前輪と利きが良いバンド式の介助ブレーキを装備（介助型）

商品名：NC-2CB



ハイポリマータイヤ断面写真

■車いす寸法



サイズ	幅 60×高さ 88×全長 96cm 重量 11.4Kg 折りたたみ時：幅 30×高さ 65×全長 90cm
特長	ノーパンクおよび空気管理不要タイヤ仕様 背折れ可能・折りたたみ可能・介助ブレーキ（ハンドブレーキ）あり
月極レンタル	3,000 円
1 割負担額	300 円
2 割負担額	600 円
3 割負担額	900 円
その他	介助型 バンド式介助ブレーキ

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>

アイフルケア

検索