

よりシンプルで研ぎ澄まされた デザイン (介助型)

商品名 : MPN-43JD



背折れ
ジョイント



ロックン
ブレーキ



介助用
ブレーキ






在宅



施設



軽度



サイズ	全長 98 全高 86.5 全幅 62・64・66cm 前座高 43.5 後 41cm 重量 13.0kg 座幅 38・40・42cm 標準タイヤ
特長	スタンダード車いす「エムワン」の介助用ブレーキ標準仕様。
月極レンタル	3,000 円
1 割負担額	300 円
2 割負担額	600 円
3 割負担額	900 円
その他	自走型 シンプル

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>

アイフルケア

検索