


跳ね上げ、スイングアウト機能では 業界最軽量の 9.7kg（介助型）

商品名：NAH-L7W



サイズ	幅 52×奥行 96×高さ 91cm 重量 9.7Kg 折りたたみ時：幅 25×高さ 69×全長 92cm 座幅 40・前座高 44cm
特長	軽さを追求した介助用車椅子です。 超軽量の強化アルミパイプを使用。 軽いだけでなく、丈夫さにもこだわっています。 肘掛け跳ね上げ、足台着脱式の多機能タイプです。 移乗の際にも、大変便利にご使用いただけます。 サイドガードは通気性に優れた、メッシュタイプです。
月極レンタル	6,000 円
1 割負担額	600 円
2 割負担額	1,200 円
3 割負担額	1,800 円
その他	自走型 業界最軽量

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>

アイフルケア

検索