

スタイリッシュなデザインのティルディング 車いす。(介助型)

商品名：MP-TiF HG



背折れ
ジョイント



スリム



ティルト



足踏み連動式
駐車ブレーキ



ウイング



スイング
アウト



ワンタッチ
ソフトシート



テンション
調整式シート



介助用
ブレーキ




クッション
キャスタ



400

600




1040

1000~
1300※

360~

440



400

440

460

225

460

16

6

(mm)

※ヘッドサポートを含めた寸法です。



在宅



中度



重度

商品詳細

サイズ	全長 104×全高 100～130×全幅 60cm 重量 19.8Kg 前座高 46 座幅 40 背もたれ高 44cm レッグ長 36～ 肘掛高 22.5 シート奥行 40cm
特長	座位保持に加え、リラックスした姿勢で長時間使用できる車いす。
月極レンタル	7,600 円
1 割負担額	760 円
2 割負担額	1,520 円
3 割負担額	2,280 円
その他	介助型 ティルト 機能充実

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>