

電動アシストで坂道も楽々登れ、  
下り坂も自動ブレーキが掛かり安全。(介助型)

商品名：アシストホイール介助用



バッテリー残量表示(4段階表示)

手動車椅子と同じ感覚で操作できます。長時間動作しないと自動で電源が切れます。

## 商品詳細

サイズ	全長 1,000×全幅 590×全高 880mm 折り畳みの幅(mm)330 重量(バッテリーは除く)(kg)24.2 (22.6)
特長	肘かけ跳ねあげタイプ・背折れ 坂道ラクラク、介助式電動車イス 力がない介助者に負担がかかりません。
月極レンタル	16,000 円
1 割負担額	1,600 円
2 割負担額	3,200 円
3 割負担額	4,800 円
その他	介助型 電動アシスト

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>