

「抱き上げる」「支える」をサポートする 手動式リフト

商品名：ささえ手



<p>サイズ 特長</p>	<p>ベース部外寸：400×719mm ハンドル部高さ：839～1,203mm 製品重量 34kg 体重制限 90kg 自立移動ができない方用の、起立補助リフトです。 スリングシートでの吊り上げ動作を行わずに、端座位から半立位へ無理なく誘導できます。
 ベッド→車いす→トイレへの移乗が、安全・容易に行えます。 半立位姿勢を維持できますので、下半身部位の脱衣に最適です。 電源不要の手動リフトです。脚部の高さは6cm。 低床ベッドでも使用可能です。</p>
<p>月極レンタル</p>	<p>12,000 円</p>
<p>1割負担額</p>	<p>1,200 円</p>
<p>2割負担額</p>	<p>2,400 円</p>
<p>3割負担額</p>	<p>3,600 円</p>

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>